

SAFESCRAPER TWIST & MICROSS

zur sicheren und sterilen Entnahme kortikaler Knochenspäne



Bei der regenerativen Behandlung von Kieferkammdefekten können autologe Knochenspäne in Verbindung mit Knochenersatzmaterialien verwendet werden. Die Knochenspäne werden durch einfach zu bedienende Knochenschaber gewonnen.

Die Vorteile für Sie und Ihre Patienten:

- Gebrauchsfertige und sterile chirurgische Einmalinstrumente für die sterile Aufnahme autologer Knochenspäne
- Verkürzung der OP-Zeit durch schnelle Gewinnung kortikaler Knochenspäne im Vergleich zu aufwendigen Knochenentnahmen
- Vermeidung eines zweiten OP Situs (reduzierte Patientenmorbidity)
- Durch die gewonnenen Knochenspäne, wird im Vergleich zur aufwendigen Knochenentnahme, die regenerative Potenz des Augmentats erhöht.
- In Kombination mit Geistlich Bio-Oss® werden neben osteokonduktiven Eigenschaften auch osteoinduktive Anteile in das Augmentat integriert.





So bringen Sie die entscheidenden Wachstumsfaktoren zum Geistlich Bio-Oss



€ 59,-

FÜR DIE EINFACHE UND SCHNELLE GEWINNUNG BEI SCHWER ERREICHBAREN ENTNAHMESTELLEN

MICROSS CURVE

Um 27° gebogene Spitze für anspruchsvolle Bereiche.

Art. Nr. 5542

- Die Mikroklinge ist speziell für schwer erreichbare Entnahmestellen entwickelt
- Fassungsvermögen 0,25 cm³
- Aufgrund der besonderen Form kann das Instrument im Gewebetunnel verwendet werden

MICROSS

Art. Nr. 5540

€ 47,-



FÜR DIE EINFACHE UND SCHNELLE GEWINNUNG VON SPIRALFÖRMIGEN KNOCHENSPIÄNEN

SAFESCRAPER TWIST CURVE

€ 99,-

Art. Nr. 3987

- Klinge aus Edelstahl
- vorübergehende Lagerung der Knochenspäne in durchsichtiger Auffangkammer
- Fassungsvermögen 2,5 cm³
- sichere und sterile Entnahme der Knochenspäne
- Sicherheitsriegel verhindert unabsichtliches Öffnen

